



# BIVIMED

FALE CONOSCO  
+55(11) 4551-1465



## CARDIOVERSOR PORTÁTIL MODELO TEB CV10+

Controlado através de microprocessadores digitais, integra as funções monitor, desfibrilador, marcapasso transtorácico e registrador. Trabalha alimentado por 110V/220V (bivolt), 12V em bateria externa automotiva ou bateria e carregador internos. Portátil, possui autonomia de bateria interna para 04 horas de monitorização ou 40 aplicações de desfibrilador em energia máxima. Monitorização do ECG e indicações numéricas em tela de cristal líquido retroiluminada. Gravação digital automática, memorizando os eventos de desfibrilação. Conectado a um computador - software incluso - permite visualizar e imprimir relatórios, além de arquivar os eventos. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça.

CÓDIGO  
CD-00008



# BIVIMED



WWW.BIVIMED.COM.BR



VENDAS@BIVIMED.COM.BR



# BIVIMED



## CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES

### MONITOR

**ECG:** Captação pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias.

**Derivações:** 07 derivações - DI a V -

**Frequência Cardíaca:** Leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento.

**Alarmes:** Audiovisual para mínima ajustável entre 20 e 120 bpm e máxima entre 120 e 250 bpm.

De eletrodo solto.

**Sensibilidade:** Ajustável entre N/2, N e 2N.

**Velocidade:** 25 mm/Seg.

**Filtros digitais:** De tremor muscular

De rede para 50 ou 60 Hz

### DESFIBRILADOR

**Nível de energia:** Externo, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules e acionado através das pás. Interno, ajustável entre: 5, 10, 20, 30 até 50 Joules e acionado através do painel.

**Tempo de carga:** Menor que 10 seg.

**Cardioversão:** Aplicação sincronizável com onda R.

Anulação de carga Automática, por botão no painel ou ao desligar o equipamento.

MARCAPASSO TRANSTORÁCICO

**Operação:** No modo assíncronico ou de demanda

**Estímulo:** De 40 mseg

Com amplitude ajustável entre 5 a 100 mA

Com frequência ajustável entre 40 a 140 PPM

### REGISTRADOR

Impressão No próprio equipamento, através de cabeça térmica, com traçado de alta resolução, utilizando papel Termoreativo de 50 mm.x 27 m; registro e identificação de data, hora, derivação, velocidade, sensibilidade e estado dos filtros.

**BIVIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS**

**TELEVENDAS: (11) 4551-1465 | 4551-7257**

**EMAIL: VENDAS@BIVIMED.COM.BR**



## RECURSOS ESPECIAIS

**Gravador de eventos:** Através de processador digital memoriza, automaticamente, os últimos 20 eventos, sendo um segmento de ECG de 8 segundos anterior e mais 12 segundos posterior ao instante de uma desfibrilação, estimulação, com indicação em cada evento de: data, hora, parâmetros de captação do ECG, carga do desfibrilador ou valores de estimulação.

**Software em Windows:** Projetado e desenvolvido na TEB, permite a transferencia dos eventos para um computador objetivando visualização, impressão de relatórios, além do arquivo desses dados.

## ACESSÓRIOS

### INCLUSOS

- 01 - Cabo paciente de 3 vias
- 01 - Par de pás externas, infantil/adulto
- 02 - Rolos de papel termoreativo de 50 mm.
- 01 - Cabo extensor para eletrodo de marcapasso transtorácico (não acompanha eletrodo)
- 01 - Pacote com 30 eletrodos descartáveis para ECG
- 01 - Fio terra auxiliar
- 01 - Programa para computador
- 01 - Fusível de 10A
- 02 - Fusível de 2,5A
- 01 - Cabo de força
- 01 - Cabo de bateria
- 01 - Manual de operação e programa

### OPCIONAIS

- 01 - Cabo paciente de 5 vias.
- 01 - Par de pás internas, adulto.
- 01 - Par de pás internas, infantil.
- 01 - Fio terra auxiliar c/ 4 metros.

## GERAL

**Dimensões (mm):** 43 Largura X 15 Altura X 37 Profundidade

**Peso:** 10 Kg.

**BIVIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS**

**TELEVENDAS: (11) 4551-1465 | 4551-7257**

**EMAIL: VENDAS@BIVIMED.COM.BR**